

Veterinärhygiene

Virosan[®] SMART

Flächendesinfektion

mit sporizider Wirkung

Virosan[®] SMART reinigt und befreit Praxisinventar und Raumluft von Keimen, Bakterien und Sporen. Ideal zur Desinfektion von Flächen und Gegenständen im OP, im Wartebereich, im Lager, in Fahrzeugen. Auch Desinfektion von Behandlungstischen, Arbeitstischen, Bildschirmen, Instrumenten etc.

Virosan[®] SMART kann im Wisch- oder Vernebelungsverfahren angewendet werden. Die trockenen ClinWipes Einwegtücher können mit **Virosan[®] SMART** getränkt werden.

Vorteile auf einen Blick

- ohne Alkohol, nicht brennbar, nicht toxisch
- wirksam gegen Bakterien, Viren und Sporen
- unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt
- gute Materialverträglichkeit, auch Plexi-/Acrylglas


Anwendungsbereiche

- in der Tierarztpraxis, z. B. OP, Behandlung, Anmeldung
- Vernebelungsverfahren, z. B. in Stallung, Fahrzeugen
- Raumluftentkeimung, z. B. in Wartebereichen, OP usw.
- Erste Hilfe bei Verletzungen, z. B. als aseptische Wundspülung

Gebinde und Preise

VIROSMART100	Virosan SMART 100 ml Sprühflasche	3,99 €	4,75 €
VIROSMART600	Virosan SMART 600 ml mit Sprayer	6,68 €	7,95 €
VIROSMART5	Virosan SMART 5 Liter Kanister	44,00 €	52,36 €
VIROTEC20	Virosan TEC 20 Liter Kanister	134,45 €	160,00 €
2006057	ClinWipes 150 wipes Box	12,50 €	14,88 €
2006062	ClinWipes Nachfüll 2 x 150	19,80 €	23,56 €
ACCSPRAYER600	Sprühkopf für 600 ml Flasche	2,50 €	2,98 €
ACCBOTTLE600	Leerflasche 600 ml	2,00 €	2,38 €
		zzgl. Mwst.	inkl. Mwst.

Beratung und Verkauf:



Anwendung

Virosan[®] SMART ist gebrauchsfertig. Einfach auftragen oder vernebeln, einwirken lassen, ggf. nachwischen. Zur Kaltvernebelung den Raum vernebeln, 30 Minuten einwirken lassen, danach lüften, ggf. Gegenstände nachwischen.

Nachweis der Wirksamkeit

- IHO gelistet mit „viruzid PLUS medizinisch“
- sporizid gemäß EN 17126:19-02 (Clostridioides difficile, Bacillus subtiles, Bacillus cereus)
- Praxisgutachten 60 Sek.
- HACCP konform

Wirkstoffe

Elektrochemisch aktivierte Kochsalzlösung mit < 0,1% Natriumhypochlorit

Biozide stets sicher verwenden, Produktinformationen und Sicherheitshinweise sorgfältig lesen.

BAuA Nr.: N-103910

